

**NY
UTGAVE!**
01.01.2022

Stomiprodukter fra Welland Norge

FOR BESTILLING:

kundeservice@validusengros.no

+47 913 80 080

Produktene bestilles via bandagist
eller apotek fra Validus Engros

Welland Medical er en Britisk produsent av stomiprodukter. De ble etablert i 1988, og har kontinuerlig vært innovative og nytenkende i forhold til design og funksjonalitet.

Produktene er helt unike og av høy kvalitet.

Welland Medical har et stort utvalg av stomiprodukter både én-delt og to-delt utstyr.

Aurum® Xtra "rett i do-posen" er den eneste av sitt slag i verden. Den er designet for å gjøre poseskiftet raskt, enkelt og hygienisk for brukeren.

Aurum®-serien er en nyskapende oppfinnelse, der stomiplatene inneholder Manuka honning fra New Zealand. Manukahonningen har den egenskapen at den er antibakteriell, forebygger og behandler sår hud.

Leverandør av Welland produktene i Norge er Welland Norge, og ble etablert av stomisykepleier/sårsykepleier Brynhild Forbord i 2017.



Brynhild Forbord

Stomisykepleier/sårsykepleier

Daglig leder, Welland Norge

Mail: brynhild@welland.no

Tlf: 932 92 439



Aud Wullum

Salgssjef, Welland Norge

Mail: aud@welland.no

Tlf: 480 02 303



Aurum® Xtra

«Rett i do»-pose med Manuka honning.
Kombinasjon av to revolusjonerende
oppfinnelser i en og samme pose.
Spesielt utviklet for å forbedre
kolostomioperertes livskvalitet.



- **Hudvennlig:** Platen består av Hyperflex® hydrocolloid og er tilsatt Manuka honning som kan fremme sunn hud rundt stomien.
- **Manuka honning:** Denne typen aktiv manuka honning har egenskaper som dreper bakterier, forebygger inflammasjoner og stimulerer heling av huden.
- **Frihet:** En praktisk og tidsbesparende løsning ved poseskifte.
- **Spyles ned i toalettet:** Den innerste posen og platen kan spyles ned i toalettet. Biologisk nedbrytbart materiale, som vil brytes ned i kloakksystemet.
- **New Dual-Carb®2 filter:** Filteret er nøyaktig kuttet med laser, dette sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.
- **Komfort:** Ytterposen er supermyk og vannavstøtende. Gir ekstra komfort, selv etter langvarig bruk.

Aurum® Xtra fjernes raskt og enkelt ved å spyle den innerste posen i toalettet. Se under for fremgangsmåte:

Steg 1



Ta av den ytterste posen og kast i avfallet

Steg 2



Kast den innerste posen i toalettet

Du kan også velge å separere den innerste posen fra platen. Valget er ditt!

Steg 1



Ta av den ytterste posen og kast i avfallet

Steg 2



Kast den innerste posen (uten platen) i toalettet

Steg 3



Kast platen i avfallet

Skyll platen ned i toalettet

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Posestørrelse	Hullstørrelse
851929	XMHFSS19	30	S 60ml	⌀ 19-50mm
857765	XMHFSS25	30	S 60ml	25mm
942127	XMHFSS29	30	S 60ml	29mm
886711	XMHFSS32	30	S 60ml	32mm
930196	XMHFSS35	30	S 60ml	35mm
910030	XMHFM519	30	M 110ml	⌀ 19-50mm
813148	XMHFM525	30	M 110ml	25mm
963124	XMHFM529	30	M 110ml	29mm
836570	XMHFM532	30	M 110ml	32mm
893333	XMHFM535	30	M 110ml	35mm
933817	XMHFM538	30	M 110ml	38mm
980894	XMHFL519	30	L 200ml	⌀ 19-50mm
960377	XMHFL525	30	L 200ml	25mm
868708	XMHFL529	30	L 200ml	29mm
928973	XMHFL532	30	L 200ml	32mm
965921	XMHFL535	30	L 200ml	35mm



Small



Medium



Large

En unik stomipose der både plate og innerpose kan kastes “Rett i do”.
Hvis ønskelig kan platen separeres fra posen, og kastes rett i avfallet.



Nettside: www.welland.no

E-post: post@welland.no

Aurum®

Det 1-delte systemet for colostomi, ileostomi og urostomi tilbyr nye og forbedrede funksjoner som bidrar til å forbedre livskvaliteten til stomiopererte.




- Alle platene i Aurum®-serien består av Hyperflex® hydrocolloid plate med manuka honning, som kan fremme sunn hud rundt stomien.
- Alle posene har inspeksjonsvindu. Posen tørker fort og er vannavstøtende. Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen.
- Welland nattdrenasjepose har et unikt Easiflo™-system som sikrer fri flyt av urin mellom urostomiposen og nattdrenasjeposen, og forhindrer lekkasjer.
- Easy2peel™ er en «flipp» øverst på platen som gir et godt grep når platen skal fjernes.
- Aurum® stoma cap er ideel for de som irrigerer, har få eller forutsigbare tarm tømminger. Stomi capen kan også brukes over kortere perioder, ved for eksempel under bading, sportsaktiviteter eller under intime situasjoner. Har ikke inspeksjonsvindu.
- Dual-Carb®1 filter til tømbare poser, har en karbonstruktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer.
- Dual-Carb®2 filter til lukkede poser er nøyaktig kuttet med laser, og sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.

Hvorfor Manuka honning?

Manuka honning er et rent naturprodukt av nektar fra manuka blomsten i New Zealand.

Historisk sett har denne typen aktiv manuka honning egenskaper som dreper bakterier, forhindrer inflammasjon og stimulerer heling av sår hud.




Aurum® 1-delt lukkede poser

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Pose- størrelse	Hullstørrelse
987101	XMHCS513	30	Mini 195ml $\approx$ 13mm (50x70mm)	
863678	XMHCM513	30	Midi 295ml $\approx$ 13mm (60x80mm)	
929030	XMHCM525	30	Midi 295ml	25mm
908876	XMHCM529	30	Midi 295ml	29mm
800885	XMHCM532	30	Midi 295ml	32mm
846066	XMHCM535	30	Midi 295ml	35mm
934062	XMHCM538	30	Midi 295ml	38mm
848950	XMHCL513	30	Maxi 495ml $\approx$ 13mm (60x80mm)	
981807	XMHCL525	30	Maxi 495ml	25mm
979561	XMHCL529	30	Maxi 495ml	29mm
908700	XMHCL532	30	Maxi 495ml	32mm
885478	XMHCL535	30	Maxi 495ml	35mm



Mini



Midi



Maxi

Aurum® inneholder Manuka Honning og Hyperflex® hydrocolloid som kan forebygge og behandle sår hud.

Dual-Carb® 2 filter for lukkede poser. Laserkuttet filter, som sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.

Stomi Cap

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Posestørrelse	Hullstørrelse
894586	XMHSS513	30	Mini 10ml	13mm (40x50mm)



Stomi cap

Stomi Cap er ideelt for de som irrigerer, har få eller forutsigbare tarmtømminger. Stomi capen kan også brukes over kortere perioder, ved for eksempel under bading, sportsaktiviteter eller under intime situasjoner. Har ikke inspeksjons vindu.

Aurum® 1-delt tømbare poser

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Pose- størrelse	Hullstørrelse
867109	XMHDM513	30	Midi 350ml	⌀13mm (60x80mm)
802286	XMHDM525	30	Midi 350ml	25mm
962926	XMHDM529	30	Midi 350ml	29mm
927688	XMHDM532	30	Midi 350ml	32mm
811219	XMHDM535	30	Midi 350ml	35mm
849946	XMHDM538	30	Midi 350ml	38mm
837561	XMHDM544	30	Midi 350ml	44mm
992991	XMHDL513	30	Maxi 555 ml	⌀13mm (60x80mm)
837624	XMHDL525	30	Maxi 555 ml	25mm
829427	XMHDL529	30	Maxi 555 ml	29mm
981165	XMHDL535	30	Maxi 555 ml	35mm



Dual-Carb® i filter for tømbare poser. Karbon struktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer. Enkel å tømme og med integrert lukkesystem

Aurum® 1-delt urostomipose

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Posestørrelse	Hullstørrelse
966095	XMHUM513	10	Midi 360ml	⌀ 13-55mm
923755	XMHUM525	10	Midi 360ml	25mm
896213	XMHUM529	10	Midi 360ml	29mm

992613	XMHUL513	10	Maxi 485ml	⌀ 13-55mm
822582	XMHUL525	10	Maxi 485ml	25mm

Aurum 
med Manuka Honning



Midi



Maxi

Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen. Infeksjonsrisikoen reduseres ved en tilbakeslags-ventil som forhindrer tilbakestrømming av urinen. Platen er ekstra forsterket, og gir en bedre sikkerhet mot lekkasjer.

Nattdrenasje - pose med Easiflo™

Easi 

Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
931962	ND700	2 liter pose for nattdrenasje med Easiflo™ montert. 120 cm slange.	5

Pose for nattdrenasje med Easiflo™ er et unikt system som sikrer fri flyt av urin, mellom urostomiposen og nattposen, og forhindrer lekkasjer.






Nettside: www.welland.no

E-post: post@welland.no

Aurum® Convex

Det 1-delte systemet for colostomi, ileostomi og urostomi er en god convex løsning for de med retrakterte, skråstilte eller dårlig plasserte stomier.



Det convexe platået formes etter kroppstemperaturen, og sikrer en fleksibel passform rundt stomien, slik at stomi nippelen kommer lengre ut fra hud nivået, og forhindrer sjansen for at lekkasjer oppstår. En fin løsning for stomiopererte som opplever sår hud og lekkasjer ved tradisjonelle convexe eller flate plater.

- Platene i Aurum® Convex-serien består av Hyperflex® hydrocolloid plate med manuka honning, og har en termoplastisk formbarhet ved kroppsvarme. Alle platene har belteører til stomibelte.
- Alle posene har inspeksjons vindu. Posen tørker fort og er vannavstøtende. Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen.
- Welland nattdrenasjepose har et unikt Easiflo™-system som sikrer fri flyt av urin mellom urostomiposen og nattdrenasjeposen, og forhindrer lekkasjer.
- Easy2peel™ er en «flipp» øverst på platen som gir et godt grep når platen skal fjernes.
- Dual-Carb® i filter til tømbare poser, har en karbonstruktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer.
- Dual-Carb®2 filter til lukkede poser er nøyaktig kuttet med laser, og sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.

Hvorfor Manuka honning?

Manuka honning er et rent naturprodukt av nektar fra manuka blomsten i New Zealand.


Historisk sett har denne typen aktiv manuka honning egenskaper som dreper bakterier, forhindrer inflammasjon og stimulerer heling av sår hud.




Hvordan fungerer Aurum® Convex?

Aurum® Convex formes av kroppstemperaturen, og en myk og sikker forsegling dannes rundt stomien. Det milde trykket convexiteten gir, fyller hulrommene rundt stomien, og reduserer sjansen for at lekkasjer oppstår.

Tradisjonell convexitet



Aurum® Convexitet



Aurum® Convex 1-delt lukkede poser

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Plata- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
804637	XMHNCS413	10	25 mm	Mini 150ml	⌀ 13-25mm
919941	XMHNCS513	10	25 mm	Midi 250ml	⌀ 13-25mm
984431	XMHNCS522	10	25 mm	Midi 250ml	22mm
989888	XMHNCS525	10	25 mm	Midi 250ml	25mm
987221	XMHNCS925	10	25 mm	Maxi 360ml	25mm
825418	XMHNCM513	10	35 mm	Midi 250ml	⌀ 13-35mm
829915	XMHNCM529	10	35 mm	Midi 250ml	29mm
879723	XMHNCM532	10	35 mm	Midi 250ml	32mm
962044	XMHNCM535	10	35 mm	Midi 250ml	35mm
889321	XMHNCM935	10	35 mm	Maxi 360ml	35mm



Mini



Midi



Maxi

Aurum® Convex har en helt unik og myk convexitet som tilpasser seg høydeforskjeller i huden rundt stomien. Godt egnet til personer med lave eller vanskelig plasserte stomier.

Aurum® Convex 1-delt lukkede poser

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Platå- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
809217	XMHNCL513	10	48 mm	Midi 250ml	8< 13-48mm

Dual-Carb® 2 filter for lukkede poser. Laserkuttet filter, som sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.



Midi Plus

Aurum® Convex 1-delt tømbare poser

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Platå- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
940321	XMHNDS513	10	25 mm	Midi 320ml	8< 13-25mm
846142	XMHNDS519	10	25 mm	Midi 320ml	19mm
986577	XMHNDS522	10	25 mm	Midi 320ml	22mm
824553	XMHNDS525	10	25 mm	Midi 320ml	25mm
960571	XMHNDS913	10	25 mm	Maxi 470ml	8< 13-25mm
987421	XMHNDS922	10	25 mm	Maxi 470ml	22mm
920324	XMHNDS925	10	25 mm	Maxi 470ml	25mm
982507	XMHNDM513	10	35 mm	Midi 320ml	8< 13-35mm
873373	XMHNDM529	10	35 mm	Midi 320ml	29mm
890370	XMHNDM532	10	35 mm	Midi 320ml	32mm
942712	XMHNDM535	10	35 mm	Midi 320ml	35mm
904786	XMHNDM913	10	35 mm	Maxi 470ml	8< 13-35mm
836951	XMHNDM929	10	35 mm	Maxi 470ml	29mm
991723	XMHNDM932	10	35 mm	Maxi 470ml	32mm
994763	XMHNDM935	10	35 mm	Maxi 470ml	35mm



Mini



Midi



Maxi

Aurum® Convex har en helt unik og myk convexitet som tilpasser seg høydeforskjeller i huden rundt stomien. Godt egnet til personer med lave eller vanskelig plasserte stomier.

Aurum® Convex 1-delt tømbare poser

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Plata- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
832200	XMHNDL513	10	48 mm	Midi 320ml	8< 13-48mm

935705	XMHNDL913	10	48 mm	Maxi 470ml	8< 13-48mm
---------------	-----------	----	-------	-------------------	------------

894749	XMHNDX213	10	60 mm	Maxi Plus 470ml	8< 13-60mm
---------------	-----------	----	-------	---------------------------	------------

Dual-Carb® i filter for tømbare poser. Karbon struktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer. Enkel å tømme og med integrert lukkesystem



Midi



Maxi



Maxi Plus

Aurum® Convex 1-delt urostomiposer

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Plata- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
925747	XMHNUS513	10	25 mm	Midi 360ml	8<13mm - 25mm
877923	XMHNUS519	10	25 mm	Midi 360ml	19mm
803238	XMHNUS522	10	25 mm	Midi 360ml	22mm
964676	XMHNUS525	10	25 mm	Midi 360ml	25mm
829232	XMHNUS913	10	25 mm	Maxi 485ml	8<13mm - 25mm
976171	XMHNUS919	10	25 mm	Maxi 485ml	19mm
989201	XMHNUS922	10	25 mm	Maxi 485ml	22mm
910220	XMHNUS925	10	25 mm	Maxi 485ml	25mm
805161	XMHNUM513	10	35 mm	Midi 360ml	8<13mm - 35mm
974383	XMHNUM913	10	35 mm	Maxi 485ml	8<13mm - 35mm
990476	XMHNUM929	10	35 mm	Maxi 485ml	29mm
995739	XMHNUM932	10	35 mm	Maxi 485ml	32mm

Aurum® Convex har en helt unik og myk convexitet som tilpasser seg høydeforskjeller i huden rundt stomien. Godt egnet til personer med lave eller vanskelig plasserte stomier. Platen er ekstra forsterket, og gir en bedre sikkerhet mot lekkasjer.



Midi



Maxi

Nattdrenasje - pose med Easiflo™

Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
931962	ND700	2 liter pose for nattdrenasje med Easiflo™ montert. 120 cm slange.	5

Pose for nattdrenasje med Easiflo™ er et unikt system som sikrer fri flyt av urin, mellom urostomiposen og nattposen, og forhindrer lekkasjer.





Nettside: www.welland.no

E-post: post@welland.no

Aurum® Profile

Det 1-delte systemet for colostomi, ileostomi og urostomi er helt unikt og er designet spesielt for de med parastomale brokk, eller annen form for uregelmessigheter rundt stomien.



Den har et mykt og formbart platå som følger seg etter hudfolder, arrvev og fordypninger rundt stomien, og gir en sikker tetning der flate plater ikke passer. Dette kan redusere behovet for pasta og tetningsringer.

- Platene i Aurum® Profile-serien består av Hyperflex® hydrocolloid plate med manuka honning, som kan fremme sunn hud rundt stomien. Alle platene har belteører til stomibelte.
- Alle posene har inspeksjonsvindu. Posen tørker fort og er vannavstøtende. Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen.
- Welland nattdrenasjepose har et unikt Easiflo™-system som sikrer fri flyt av urin mellom urostomiposen og nattdrenasjeposen, og forhindrer lekkasjer.
- Easy2peel™ er en «flipp» øverst på platen som gir et godt grep når platen skal fjernes.
- Dual-Carb®1 filter til tømbare poser, har en karbonstruktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer.
- Dual-Carb®2 filter til lukkede poser er nøyaktig kuttet med laser, og sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.

Hvorfor Manuka honning?

Manuka honning er et rent naturprodukt av nektar fra manuka blomsten i New Zealand.

Historisk sett har denne typen aktiv manuka honning egenskaper som dreper bakterier, forhindrer inflammasjon og stimulerer healing av sår hud.



Den Fleksible Platen



Aurum® Profile 1-delt lukkede poser

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Plata- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
978070	XMHCCM513	10	35 mm	Midi 250ml	⌀13-35mm
975179	XMHCCM532	10	35 mm	Midi 250ml	32mm
818931	XMHCCM535	10	35 mm	Midi 250ml	35mm

824893	XMHCCL513	10	48 mm	Midi 250ml	⌀13-48mm
---------------	-----------	----	-------	-------------------	----------

929585	XMHCX813	10	60 mm	Midi Plus 250ml	⌀13-60mm
---------------	----------	----	-------	---------------------------	----------

Aurum Profile
med **Manuka Honning**

Aurum® Profile er myk og formbar, og gir en skånsom og fleksibel løsning for de som har parastomale brokk, eller ujevnheter rundt stomien.



Midi



Maxi



Midi Plus

Aurum® Profile 1-delt tømbare poser

Aurum® Profile er myk og formbar, og gir en skånsom og fleksibel løsning for de som har parastomale brokk, eller ujevnheter rundt stomien.

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Plata- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
970306	XMHCM513	10	35 mm	Midi 320ml	8< 13-35mm
988757	XMHCM913	10	35 mm	Maxi 470ml	8< 13-35mm

972551	XMHCDL513	10	48 mm	Midi 320ml	8< 13-48mm
941721	XMHCDL913	10	48 mm	Maxi 470ml	8< 13-48mm

894454	XMHCX213	10	60 mm	Maxi Plus 470ml	8< 13-60mm
---------------	----------	----	-------	---------------------------	------------



Midi



Maxi



Midi Plus



Maxi Plus

Aurum® Profile 1-delt urostomi poser

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Plata- størrelse	Pose- størrelse	Hullstørrelse
961383	XMHCUS513	10	25 mm	Midi 360ml	⌀ 13-25mm
862584	XMHCUS522	10	25 mm	Midi 360ml	22mm
976444	XMHCUS913	10	25 mm	Maxi 485ml	⌀ 13-25mm
811608	XMHCUM913	10	35 mm	Maxi 485ml	⌀ 13-35mm

Aurum Profile
med Manuka Honning

Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen. Infeksjonsrisikoen reduseres ved en tilbakeslagsventil som forhindrer tilbakestrømming av urinen. Platen er ekstra forsterket, og gir en bedre sikkerhet mot lekkasjer.



Nattdrenasje - pose med Easiflo™

Easi **flo**

Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
931962	ND700	2 liter pose for nattdrenasje med Easiflo™ montert. 120 cm slange.	5

Pose for nattdrenasje med Easiflo™ er et unikt system som sikrer fri flyt av urin, mellom urostomiposen og nattposen, og forhindrer lekkasjer.





Nettside: www.welland.no

E-post: post@welland.no

Aurum®2

Det 2-delte systemet for colostomi, ileostomi og urostomi tilbyr nye og forbedrede funksjoner som bidrar til å forbedre livskvaliteten til stomiopererte.




- Alle platene i Aurum®2-serien består av Hyperflex® hydrocolloid plate med manuka honning, som kan fremme sunn hud rundt stomien. Alle platene har belteører til stomibelte.
- Easy2peel™ er en «flipp» øverst på platen som gir et godt grep når platen skal fjernes.
- Forbedret sikkerhet med dobbelt sikkerhets system, der posen festes både med ringkobling og kleberkobling.
- Alle posene har inspeksjons vindu, og kan fjernes enkelt fra platen med å ta grep på «plast flippen» øverst på posen. Posen tørker fort og er vannavstøtende. Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen.
- Welland nattdrenasjepose har et unikt Easiflo™-system som sikrer fri flyt av urin mellom urostomiposen og nattdrenasjeposen, og forhindrer lekkasjer.
- Dual-Carb®i filter til tømbare poser, har en karbonstruktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer.
- Dual-Carb®2 filter til lukkede poser er nøyaktig kuttet med laser, og sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.

Hvorfor Manuka honning?

Manuka honning er et rent naturprodukt av nektar fra manuka blomsten i New Zealand.

Historisk sett har denne typen aktiv manuka honning egenskaper som dreper bakterier, forhindrer inflammasjon og stimulerer healing av sår hud.



Aurum®2 2-delt system lukket pose

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Posestørrelse	Ringstørrelse
997711	XMH2C545	30	Midi 220ml	45mm
813393	XMH2C145	30	Maxi 325ml	45mm
869797	XMH2C555	30	Midi 165ml	55mm
863202	XMH2C155	30	Maxi 280ml	55mm
949790	XMH2C170	10	Maxi 210ml	70mm

Dual-Carb®2 filter for lukkede poser. Laserkuttet filter, som sikrer mindre luft i posen og hemmer lukt.



Aurum®2 2-delt system tømbar pose

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Posestørrelse	Ringstørrelse
871823	XXMH2D545	30	Midi 250ml	45mm
912655	XXMH2D145	30	Maxi 400ml	45mm
827764	XXMH2D555	30	Midi 195ml	55mm
957303	XXMH2D155	30	Maxi 350ml	55mm
982073	XXMH2D170	10	Maxi 290ml	70mm



Midi



Maxi

Dual-Carb® i filter for tømbar pose. Karbon struktur og PTFE-membran som avviser væske og oljeholdige stoffer.

Aurum®2 - 2-delt system flate plater

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Ringstørrelse	Hullstørrelse
942269	XMH2F413	5	45mm	⌀ 13-40mm
801735	XMH2F425	5	45mm	25mm
850935	XMH2F429	5	45mm	29mm
983509	XMH2F432	5	45mm	32mm
926220	XMH2F435	5	45mm	35mm
814673	XMH2F438	5	45mm	38mm
932213	XMH2F513	5	55mm	⌀ 13-50mm
847274	XMH2F538	5	55mm	38mm
874741	XMH2F713	5	70mm	⌀ 13-65mm



Flat plate

Aurum®2 - 2-delt system convexe plater

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Ringstørrelse	Hullstørrelse
964425	XMH2NF413	5	45mm	⌀ 13-25mm
834864	XMH2NF419	5	45mm	19mm
810811	XMH2NF422	5	45mm	22mm
971117	XMH2NF513	5	55mm	⌀ 13-35mm
809424	XMH2NF525	5	55mm	25mm
855574	XMH2NF529	5	55mm	29mm
871243	XMH2NF532	5	55mm	32mm
842082	XMH2NF535	5	55mm	35mm
866594	XMH2NF713	5	70mm	⌀ 13-48mm



Convex plate

Urostomi poser

Aurum®2 2-delt system urostomi pose

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Posestørrelse	Ringstørrelse
803675	XMH2U545	10	Midi 190ml	45mm
804505	XMH2U145	10	Maxi 350ml	45mm
879748	XMH2U555	10	Midi 150ml	55mm
892211	XMH2U155	10	Maxi 300ml	55mm



Uroposen har myk tappekran, som lett kan festes i en splitt på posen.

Nattdrenasje - pose med Easiflo™

Easi **flo**

Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
931962	ND700	2 liter pose for nattdrenasje med Easiflo™ montert. 120 cm slange.	5



Pose for nattdrenasje med Easiflo™ er et unikt system som sikrer fri flyt av urin, mellom urostomiposen og nattposen, og forhindrer lekkasjer.

Urostomi plater

Hyperflex® hydrokolloide urostomiplater med Manuka Honning.
Platen er ekstra forsterket, og gir en bedre sikkerhet mot lekkasjer.



Aurum®2 - 2-delt system flate urostomiplater

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Ringstørrelse	Hullstørrelse
829026	XMH2UF413	5	45mm	∅ 13-40mm
965396	XMH2UF422	5	45mm	22mm
948062	XMH2UF513	5	55mm	∅ 13-50mm



Flat urostomiplate

Aurum®2 - 2-delt system convexe urostomiplater

Helfo nr.	Produktkode	Antall	Ringstørrelse	Hullstørrelse
830031	XMH2NUF413	5	45mm	∅ 13-25mm
912913	XMH2NUF419	5	45mm	19mm
919369	XMH2NUF422	5	45mm	22mm
955061	XMH2NUF513	5	55mm	∅ 13-35mm
856824	XMH2NUF525	5	55mm	25mm
971766	XMH2NUF532	5	55mm	32mm



Convex urostomiplate



Nettside: www.welland.no

E-post: post@welland.no



Beskyttelse, pleie og sikkerhet
Welland Medicals tilbehørsserie



WBF® Barriere servietter

- Ren silikonbasert oppskrift, uten tilsetningsstoffer eller alkohol.
- Vil ikke svi på rød, øm eller skadet hud.
- Fungerer som en barrierefilm på huden, og tørker i løpet av sekunder.
- Beskytter mot «stripping» av huden, ved gjentatte skifter av stomiplate og evt. tape.
- Praktisk pakningstørrelse som passer inn i en veske, lommebok eller lomme.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
902938	WBF050	Welland barriereservietter	50

WBF® Barriere Spray

- WBF® barriere sprayen har samme ingredienser som WBF® barriere serviettene, men gir en alternativ påførings metode.
- Påføring uten berøring av huden.

Barriere sprayen har en "Bag-in-can" teknologi

- Ingen brennbare drivgasser, og mindre behov for konserveringsmidler.
- Ingen kuldefølelse når sprayen påføres.
- Jevn og kontrollert påføring.
- 100% av produktet tømmes fra flasken, og ingenting går til spille.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
823953	WBS050	Welland barrierspray (50ml)	1

Stomipasta

- Stomipastaen gir en god tetning for å forhindre lekkasjer og sår hud. Den fyller hudfordypninger og hudskader.
- Uten alkohol, og svir ikke ved påføring.
- Enkel å påføre direkte fra tuben, og pastaen forblir holdbar og fleksibel gjennom hele brukstiden.
- Hypoallergenisk, og passer de fleste hudtyper



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
853391	WSP100	Welland stomipasta (100g)	1

Stomipulver

- Danner et beskyttende lag på fuktig og skadet hud. Hindrer ytterligere skade og fremmer tilheling av huden.
- Inneholder aloe vera og naturlige og hudvennlige ingredienser.
- Bidrar til å sikre at stomiplaten fester på fuktige områder.
- Påføringen kan skje på to måter. Punktvis eller i striper på fuktige områder, eller «puffes» som en sky, for å nå vanskelig tilgjengelige områder.
- Flasken er gjennomsiktig, så du lett kan se nivået av pulver.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
967364	WPP025	Welland stomipulver m/aloe vera (25g)	1

HydroFrame® plateforlengere med Manuka Honning

- Hydroframe® plateforlenger med manuka honning gir ekstra komfort, sikkerhet og trygghet, når det trengs.
- Hydroframe® plateforlengere 14cm og Hydroframe® mini 8cm.
- Plateforlengerne er tynne, fleksible og inneholder hydrokolloid og manuka honning.
- De er designet for å fungere på alle typer poser og stomiprodukter.
- Gir ekstra klebeeffekt, og kan redusere risikoen for lekkasjer, selv ved langvarig bruk.
- «Flipper» i hver ende av plateforlengerne, som forenkler påføringen, selv hos de med begrenset fingermotorikk.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
967811	XMHWAFH33	HydroFrame plateforlenger med manukahonning (14 cm)	20
884166	XMHWAFM33	HydroFrame plateforlenger med manukahonning (8 cm)	30

Hyperseal® tetningsringer med Manuka Honning

- Hyperflex® hydrokolloid og Manuka Honning kan fremme tilheling av sår og irritert hud.
- Ideel ved sprekkdannelser, fistler og hudskader rundt stomien.
- Tetningsringene former seg etter hudens konturer, noe som gir ekstra komfort og sikkerhet mot lekkasjer, selv under langvarig bruk.
- Tetningsringene kan deles og formes etter eget ønske.
- Gunstig i bruk rundt dren.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
880601	XMHWA300	Tetningsring med manukahonning (50 mm) 2.5 mm tykk	20
834263	XMHWA400	Tetningsring med manukahonning (50 mm) 4 mm tykk	20
991445	XMHWA350	Tetningsring med manukahonning (100 mm) 2.5 mm tykk	5

Welland kleberfjerner spray

- Welland kleberfjerner spray er silikonbasert og fjerner skånsomt limrester på huden.
- Alkoholfri og mild mot sensitiv hud.
- Den gir et raskt, smertefritt og enkelt plateskifte.
- Bidrar til å redusere skader ved gjentatte plateskifte og fjerning av lim.
- Tørker på sekunder, og gir derfor ingen problemer for neste plateskifte.
- Welland klebefjerner sprayen har samme «Bag-in-can» teknologi som barriere sprayen.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
968118	WAB050	Welland Kleberfjerner spray (50ml)	1

Welland klebefjerner serviett

- Meget fuktig og effektiv klebefjerner serviett.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Antall
824111	WAD050	Welland Klebefjerner serviett	1

Stomibelte

For ekstra trygghet

- Myk, behagelig og justerbart belte med borrelås. Perfekt for bruk under fysisk aktivitet.
- Beltet kan brukes sammen med Wellands 1-delt og 2-delt utstyr.



Helfo nr.	Produktkode	Produktbeskrivelse	Størrelse	Antall
925175	XBLTL01	Belte Large	145cm	1
973934	XBLTS01	Belte Medium	120cm	1

Welland Stomi-saks



Art. nr.	Produktbeskrivelse
233203	Welland Stomi-saks